

## 使用隱形眼鏡藥水小貼士

1. 處理隱形眼鏡、隱形眼鏡護理藥水及有關配件前，應適當地使用皂液及清水洗手，然後抹乾。
2. 要遵照眼科醫生或視光師的建議清洗及消毒隱形眼鏡，不同種類的隱形眼鏡可能須要使用不同種類的護理藥水和消毒程序。
3. 要留意使用說明及安全資料。
4. 如藥水的封條已損壞或遺失，就不要購買及使用。
5. 注意隱形眼鏡護理藥水的有效期限，只應於期限內使用。
6. 藥水樽開啓後，應在可使用期限後拋棄。
7. 先使用隱形眼鏡護理藥水清洗隱形眼鏡，然後把隱形眼鏡浸在藥水中不少於指定的時間。
8. 已用過的隱形眼鏡護理藥水用後應立即棄掉，不要重用已用過的藥水。
9. 除在使用時，應經常蓋好藥水的蓋。
10. 護理藥水要放在清潔、陰涼及乾爽的地方。
11. 將護理藥水放在小童接觸不到的地方。
12. 若對產品出現敏感徵狀，應立即停止使用。
13. 不要胡亂將藥水與其他液體混合使用。

### 健康忠告

1. 定期接受眼科醫生或視光師的檢查。
2. 若眼部感到不適或眼紅，應立刻除掉隱形眼鏡。如眼部不適持續，應立刻求診。

衛生署

醫療儀器管制辦公室

二零零六年三月